



Ficha técnica abaixo...

Ficha Técnica Número 20

HYBRID BLOCK

Você ainda acredita que o segredo de um bloco híbrido está apenas na quantidade de carga cerâmica?

No mercado de CAD/CAM, é comum sermos bombardeados por números altos de porcentagem de carga que, à primeira vista, impressionam. No entanto, focar apenas nesse dado é um erro estratégico. Altas cargas sem o equilíbrio correto com a matriz resinosa podem resultar em materiais extremamente quebradiços, difíceis de fresar e com baixa adesão, prejudicando a longevidade da restauração.

O conceito "Menos é Mais" na engenharia do Hybrid Block Primavita existe por um motivo técnico: a performance real na boca do paciente. Nosso bloco possui até 20% de Nanopartículas de sílica estrategicamente distribuídas. Essa composição não é aleatória; ela foi projetada para garantir que o material tenha a flexibilidade necessária para absorver impactos mastigatórios, sem perder a dureza superficial de um material de alto padrão.

MULTI CAMADAS HÍBRIDO

Módulo de Elasticidade –
Resistência à Flexão –
Resistência à Tração –
Dureza Vickers HV (0,05/10) –
Sorção de Água ISO 10477 –
Solubilidade em Água –
Monômero Residual –

Máx. 1.536 Mpa
> 157,3 Mpa
Máx. 81,79 Mpa
Máx. 25,73
< 21 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
0,6 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$
Máx. 1%

Indicação:

Hybrid Block Primavita é o bloco nano híbrido para usinagem em CAD/CAM. É um produto composto, durável e que utiliza tecnologia de preenchimento densa aprimorada.

Pode ser encontrado em diversas tonalidades. É utilizado na fabricação de incrustações, facetas parciais, inlays, onlays, coroas implanto-suportadas. Os blocos e discos Hybrid apresentam alto grau de conversão, elevada dureza, excelente grau de resistência à flexão e à abrasão; características necessárias para aplicação em dentes anteriores e posteriores permitindo a obtenção de peças com excelente acabamento, superfícies lisas e de alto brilho. Possuem altíssimo conteúdo de carga inorgânica (86 % p/p). (Proporcionam exímia semelhança com o dente e dispensam procedimentos de queima). O grande número de cores disponíveis, torna o produto altamente estético – ideal para dentes anteriores. Pode ser trabalhado com todas as unidades de fresagem / maquinagem abrasiva disponíveis no mercado. Oferecem excepcionais propriedades de polimento e facilidade de reparação.

O Cirurgião Dentista (CD) irá moldar ou escanear a cavidade oral do paciente e fresar o bloco de acordo com o tratamento restaurador pretendido. O CD também pode transferir o trabalho de usinagem para um laboratório de prótese dentária. O material restaurador pode ser fresado em sistemas de CAD/CAM que possuem estratégia de usinagem em blocos e discos híbridos. As restaurações são cimentadas em um material de cimentação à base de compósito, utilizado em conjunto com um adesivo para esmalte e dentina. As etapas de confecção dos sistemas CAD/CAM são descritas nas instruções de uso e nos manuais de cada fabricante. Atenção às recomendações do fabricante!



Composição:

- Vidro de Bário, Óxido de Silício, Polimetilmetacrilato, TEG, Pigmentos Biocompatíveis, BPA, ETERMER, Fluorescente.

Contraindicações:

- É contraindicado às pessoas alérgicas a qualquer um dos componentes. O produto contém monômeros de metacrilatos que podem provocar reações alérgicas ou irritações em pacientes sensíveis a estas substâncias. Em casos de reações alérgicas ao produto, suspenda o uso. O material não deve ser utilizado em pacientes com bruxismo ou com espaço disponível insuficiente.

Apresentações:

- Cores Escala Vita 16 + Clareados BL1, BL2, BL3 e BL4.

Embalagem:

- Caixa com 01 peça circular, ou 01 peça triangular, ou 01 peça retangular, ou 06 peças retangulares.
- As peças, de acordo com o formato, servem para os equipamentos de PBW, PBZ, PBA e SRN.

Seleção de cor:

- Selecionar a cor com o auxílio da escala de cores VITA, aproximando-a ao dente limpo e ainda não preparado, antes da anestesia e, de preferência, sob a luz natural.

Preparação do coro ou cavidade:

- A preparação da cavidade deve seguir basicamente os princípios aplicados às restaurações de cerâmica pura, isto é: arredondar ângulos e arestas internas e utilizar uma preparação em degrau com arestas internas arredondadas, ou preparação em chanfro. Retirar a provisória, caso exista, remover eventuais resíduos mecanicamente e, em seguida, lavar com água.

Observar as espessuras mínimas indicadas abaixo:

Coroas, inlays e onlays - Ângulo de preparação: 4° - 6°

Espessura mínima oclusal: 1,5 mm

Espessura mínima vestibular: 0,8 mm

Espessura mínima sob cúspides funcionais: 1,5 mm

Espessura mínima cervical: 0,8 mm Facetas

Espessura mínima cervical: 0,4 mm

Espessura mínima vestibular: 0,5 mm

Espessura mínima incisal: 0,5mm

Espaço para o cimento: 70µm (± 10 µm)

Processo de maquiagem:

- Selecione um disco/bloco de tamanho adequado para a restauração planejada e os parâmetros de maquiagem. Observe as configurações do software do sistema CAD/CAM utilizado. Para o processamento são necessários instrumentos diamantados. Se nas configurações do software do sistema CAD/CAM não constarem os tamanhos dos discos e os parâmetros de maquiagem, estes deverão ser criados inicialmente. Para tanto, contate o fornecedor da máquina. Devem ser observadas as respectivas instruções de utilização do fabricante. Verifique se a restauração fabricada não apresenta imperfeições, como fissuras ou lascagem de material. Caso apresente imperfeições, a restauração deve ser rejeitada. Atenção: O Hybrid é um compósito completamente polimerizado e não deve ser submetido a queimadas.

Polimento:

- O acabamento e o polimento da restauração podem ser efetuados com instrumentos comuns de acabamento e polimento de compósito (ex: brocas diamantadas de grão médio, fino ou extrafino, polidores), dentro ou fora da boca.

Cimentação adesiva:

- Preparação da restauração: Para obter uma adesão ideal, aplicar um jato de óxido de alumínio na superfície de cimentação da restauração. Utilizar um sistema de exaustão para o pó.

Atenção: Não utilizar ácido fluorídrico ou ácido fosfórico para o condicionamento. Limpar a restauração após a preparação inicial, utilizando um banho de ultrassom ou jato de vapor, e secar com o ar isento de óleo.

- É possível concluir a limpeza com álcool de uso médico. Trate a superfície de cimentação com um silano. Aplicar o silano na superfície interna da peça e deixar agir durante 60 segundos. Em seguida, secar com ar isento de óleo durante 5 segundos. Devem ser observadas as respectivas instruções de utilização.

- **Advertências e precauções:**

- Uso somente por profissionais da área odontológica capacitados em operar sistemas CAD/CAM.
- Não utilizar ácido fluorídrico ou ácido fosfórico para o condicionamento.
- Limpar a restauração após a preparação inicial, utilizando um banho de ultrassom ou jato de vapor, e secar com ar isento de óleo. É possível concluir a limpeza com álcool de uso médico.

- Trate a superfície de cimentação com um silano. Aplicar o silano na superfície interna da peça e deixar agir durante 60 segundos. Em seguida, secar com ar isento de óleo durante 5 segundos. Devem ser observadas as respectivas
- Instruções de utilização.
- Evitar superaquecimento durante usinagem e acabamento.
- A poeira criada durante a usinagem pode causar irritação aos olhos, pele e vias respiratórias.
- Recomenda-se uso de equipamento de proteção pessoal (máscara, óculos).
- A estrutura deve ser limpa e desinfetada antes de ser colocada na boca do paciente.
- Conservar ao abrigo de luz e calor.
- Somente para uso odontológico.
- As nossas indicações e/ou conselhos não o isentam de verificar se os produtos fornecidos por nós são adequados para o uso pretendido.
- Utilizar os EPI adequados para manipular o produto.
- Somente para uso Odontológico Profissional.
- Não deve ser utilizado em equipamento de autoclave.

Cimentação adesiva da restauração:

- A restauração fabricada deve ser cimentada com um material adesivo à base de compósito. Devem ser observadas as respectivas instruções de utilização. Nos casos de pequena espessura das paredes da restauração, pode ser utilizado um compósito fluido e exclusivamente fotopolimerizável.

Armazenamento:

- O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente seco, limpo, não exposto aos raios solares e na embalagem original. Manter em temperatura ambiente. Não deve ser estocado com produtos e resíduos químicos que possam desprender vapores corrosivos. Não utilizar depois de expirar o prazo de validade.

Recomendação aos pacientes:

- Para aumentar a durabilidade da prótese, é recomendada higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos e álcalis. Em casos de ingestão acidental ou reações alérgicas ao dispositivo médico é recomendado visitar um dentista ou médico o mais rápido possível.

Descarte:

- O produto não requer condições especiais para descarte, entretanto, recomenda-se consultar a legislação vigente do país antes de proceder com a destinação final.

Validade:

10 anos a partir da data de fabricação.

Registro: 81954689007

Responsável técnico: Mauro Rodrigo Vieira - CRQ-IV:
04366291

